



ACRYL-EZE®
Aqueous Acrylic Enteric System

Informations sur le Produit

Acryl-EZE® est un système de pelliculage acrylique gastro-résistant sous forme de poudre sèche, dispersible dans l'eau permettant l'application d'un pelliculage gastro-résistant à libération retardée sur les formes orales solides, telles que : comprimés, granulés et micro-granules. Acryl-EZE combine les avantages d'un système de pelliculage complet et d'un polymère gastro-résistant mondialement reconnu (EUDRAGIT® L100-55*), ce qui lui permet d'être dispersible dans l'eau pour une application facile.

Le système de pelliculage peut être coloré pour répondre aux exigences de commercialisation et le pelliculage gastro-résistant fournit des profils de libération retardée durables et reproductibles.

Caractéristiques Clés :

- Polymère acrylique pour une libération retardée efficace.
- Système complet, prêt à l'emploi sous forme de poudre .
- Facile à peser et à disperser – 20 minutes de préparation seulement.
- Système pigmenté, supprime le besoin d'une couche de finition colorée.

Applications

- Comprimés, granulés et micro-granules.

Conditionnement

- Boîte cartonnée de 25 kg avec double sacs polyéthylène et dessicant entre les sacs

Conditions de Stockage Recommandées

- Stocker à une température inférieure à 30°C et une humidité relative (HR) inférieure à 75%.
- Bien refermer les sacs en polyéthylène (avec dessicant) avant le stockage.

Période de Réévaluation (Garantie)

- 12 mois à compter de la date de fabrication**.

Des tests de performance complémentaires sont menés à l'aide de la méthode de la Ph. Eur. pour le délitement gastro-résistant.

*Copolymère d'acide méthacrylique de type C

**Peut varier en fonction de la sélection des colorants.

Siège social international

Colorcon

415 Moyer Blvd., P.O. Box 24, West Point, PA 19486-0024

Tél. : 215-699-7733 Fax : 215-661-2605 Site web @<http://www.colorcon.com> E-mail : modified_release@colorcon.com

Emplacements	Téléphone	Fax	Emplacements	Téléphone	Fax
<i>États-Unis</i>			<i>Asie/Pacifique</i>		
Santa Ana, Californie	714-549-0631	714-549-4921	Singapour	65-6438-0318	65-6438-0178
Indianapolis, Indiana	317-545-6211	317-545-6218	Nishiyama, Japon	81-5-4465-2711	81-5-4465-2730
Humacao, Porto Rico	787-852-3815	787-852-0030	Shanghai, Chine	86-21-5442-2222	86-21-5442-2229
Québec, Canada	514-337-8341	514-337-9159	Goa, Inde	91-832-288-3434	91-832-288-3440
			Séoul, Corée	82-2-2057-2713	82-2-2057-2179
<i>Europe</i>			<i>Amérique Latine</i>		
Dartford, Kent, Angleterre	44-1322-293000	44-1322-627200	Buenos Aires, Argentine	54-11-4552-1565	54-11-4552-3997
Massy, France	33-1-6447-9750	33-1-6932-5983	Cotia, Brésil	55-11-4612-4262	55-11-4612-3307
Idstein, Allemagne	49-6126-9961-0	49-6126-9961-11	Bogota, Colombie	571-418-1202	571-418-1257
Gallarate, Italie	39-0331-776932	39-0331-776831	Santa Fé, Mexique	525-5-3000-5700	525-5-3000-5701
Budapest, Hongrie	36-1-200-8000	36-1-200-8010	Caracas, Venezuela	58-212-442-4819	58-212-442-8724
Barcelone, Espagne	34-9-3589-3756	34-9-3589-3792			
Istanbul, Turquie	90-216-465-0360	90-216-465-0361			

Les informations présentées dans ce document sont, à la connaissance de Colorcon, exactes et représentatives. Toutes recommandations et conseils d'utilisation sont offerts sans garantie, car les conditions d'emploi sont en dehors de notre contrôle. Toutes informations contenues dans ce document ont pour but de servir de recommandations d'utilisation de nos produits afin de ne pas enfreindre les brevets.

© Colorcon 2008. Les renseignements contenus dans ce document constituent la propriété de Colorcon et ne peuvent être utilisés ou diffusés de manière inappropriée.
Acryl-EZE® est une marque déposée de BPSI Holdings Inc.
EUDRAGIT® est une marque déposée de Rohm GmbH
mr/acryl-eze/product_info_fr/03.08_rev1