

MODIFIED  
RELEASE



# ACRYL-EZE®

Système gastro-résistant (pelliculage aqueux)

Système complet sec de pelliculage gastro-résistant aqueux combinant l'efficacité mondialement reconnue du polymère d'acide méthacrylique avec l'expertise technique de **Colorcon**





Les formes solides orales à libération retardée sont couramment formulées, avec un pelliculage gastro-résistant permettant de protéger la muqueuse gastrique des principes actifs irritants ainsi que l'instabilité de ceux-ci en milieu gastrique. Les mécanismes de libération retardée sont également utilisés pour libérer le principe actif à un endroit précis de l'intestin.

Acryl-EZE est une évolution novatrice dans la technologie du pelliculage que l'industrie pharmaceutique attendait de Colorcon

Acryl-EZE est un produit de pelliculage innovant: un système acrylique optimisé et pigmenté pour l'application d'un pelliculage gastro-résistant sur les formes solides orales. Acryl-EZE combine les avantages et l'efficacité d'un polymère gastro-résistant mondialement reconnu (EUDRAGIT® L100-55) à un système de pelliculage totalement formulé, ce qui permet de fournir un gain de temps important en termes de développement et de production. Acryl-EZE a été optimisé pour les comprimés et également pour les applications sur les formes multiparticulaires.

### Gain de temps en termes de développement et de production

- Simple à peser et à disperser (20 minutes), nettoyage facile
- Contretype de couleur possible
- Inventaire réduit des matières premières et des exigences analytiques

### Efficacité fiable et reproductible

- Procédure de pelliculage simple utilisant les processus conventionnels
- Pas d'étape de maturation du film
- Assistance du service technique et de la production **Colorcon** partout dans le monde

### Libération retardée pour une vaste gamme de formes solides orales

- Polymère gastro-résistant soluble à pH 5.5
- Formules optimisées pour comprimés et formes multiparticulaires
- Formules colorées standard et/ou contretype de couleur

Une documentation sur le produit et ses applications est disponible sur le site web de **Colorcon**

Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre représentant **Colorcon** ou appeler:

**Amérique du Nord/Amérique Latine**  
**+1-215-699-7733**

**Europe/Moyen-Orient/Afrique**  
**+44-(0)-1322-293000**

**Asie Pacifique**  
**+65-6438-0318**

Vous pouvez également visiter notre site web à **www.colorcon.com**