



ACRYL-EZE®
Aqueous Acrylic Enteric System

Produktinformationen

Acryl-EZE® ist ein fertig formuliertes, trockenes Coating-System auf Acrylatbasis. In dispergierter Form wird es eingesetzt zur wäßrigen magensaftresistenten Befilmung fester Arzneiformen, wie z. B. Tabletten, Granulaten und Pellets. Acryl-EZE verbindet die Vorzüge eines fertig formulierten Coating-Systems mit denen des weltweit anerkannten magensaftresistenten Polymers EUDRAGIT® L100-55*. Für problemlose Anwendung ist es leicht in Wasser dispergierbar.

Der magensaftresistente Überzug gewährleistet eine zuverlässige und reproduzierbare pH- abhängige Wirkstofffreisetzung.

Haupteigenschaften

- Bekanntes magensaftresistentes Polymer mit nachgewiesenem Freisetzungverhalten.
- Fertig formuliertes Pulver.
- Einfach zu dispensieren und dispergieren – Vorbereitungszeit nur 20 Minuten.
- Pigmentiertes System, auf eine farbige Deckschicht kann verzichtet werden.

Anwendungen

- Tabletten, Granulate und Pellets.

Verpackung

- 25-kg-Karton, mit zwei Polyethylenbeuteln ausgelegt, zwischen denen sich Trockenmittel befindet

Empfohlene Lagerbedingungen

- Produkt bei einer Temperatur von unter 30 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit (rL) von unter 75 % lagern.
- Polyethylenbeutel (mit Trockenmittel) zur Lagerung wieder fest verschließen.

Haltbarkeit (Re-evaluation date)

- 12 Monate ab Herstellungsdatum**.

*Methacrylsäure-Copolymer Typ C

**Unterschiede je nach gewähltem Pigment möglich.

Hauptsitz

Colorcon
415 Moyer Blvd., P.O. Box 24, West Point, PA 19486-0024, USA
Tel: 215-699-7733 Fax: 215-661-2605 Web Site @<http://www.colorcon.com> E.mail: modified_release@colorcon.com

Standorte	Telefon	Fax	Standorte	Telefon	Fax
<i>USA</i>			<i>Asien/Pazifik</i>		
Santa Ana, Kalifornien	714-549-0631	714-549-4921	Singapur	65-6438-0318	65-6438-0178
Indianapolis, Indiana	317-545-6211	317-545-6218	Nishiyama, Japan	81-5-4465-2711	81-5-4465-2730
Humacao, Puerto Rico	787-852-3815	787-852-0030	Shanghai, China	86-21-5442-2222	86-21-5442-2229
Quebec, Kanada	514-337-8341	514-337-9159	Goa, Indien	91-832-288-3434	91-832-288-3440
			Seoul, Korea	82-2-2057-2713	82-2-2057-2179
<i>Europa</i>			<i>Lateinamerika</i>		
Dartford, Kent, Großbritannien	44-1322-293000	44-1322-627200	Buenos Aires, Argentinien	54-11-4552-1565	54-11-4552-3997
Massy, Frankreich	33-1-6447-9750	33-1-6932-5983	Cotia, Brasilien	55-11-4612-4262	55-11-4612-3307
Idstein, Deutschland	49-6126-9961-0	49-6126-9961-11	Bogota, Kolumbien	571-418-1202	571-418-1257
Gallarate, Italien	39-0331-776932	39-0331-776831	Santa Fe, Mexiko	525-5-3000-5700	525-5-3000-5701
Budapest, Ungarn	36-1-200-8000	36-1-200-8010	Caracas, Venezuela	58-212-442-4819	58-212-442-8724
Barcelona, Spanien	34-9-3589-3756	34-9-3589-3792			
Istanbul, Türkei	90-216-465-0360	90-216-465-0361			

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind nach besten Wissen und Gewissen richtig und wahr. Empfehlungen oder Vorschläge jeglicher Art werden ohne Gewährleistung oder Garantie gegeben, da die Gebrauchsbedingungen außerhalb unserer Einflussosphäre liegen. Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind lediglich als Empfehlungen zum Gebrauch unserer Produkte gedacht, um keine Patente zu verletzen.

© Colorcon 2008. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind gesetzlich geschützt und dürfen nicht unsachgemäß verwendet bzw. verbreitet werden.
Acryl-EZE® ist ein eingetragenes Warenzeichen der BPSI Holdings Inc.
EUDRAGIT® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Röhm GmbH.
mr/acryl-eze/product_info_de/03.08_rev1