



**ACRYL-EZE® MP**  
Aqueous Acrylic Enteric System

Informazioni di Prodotto

Acryl-EZE® MP è un sistema di rivestimento enterico pronto all'uso basato su sostanza acrilica secca e solubile in acqua, per l'applicazione di una pellicola di rivestimento enterico a forme farmaceutiche solide quali multiparticellari. Unendo i vantaggi di un sistema di rivestimento pronto all'uso con un polimero enterico globalmente accettato (EUDRAGIT® L100-55\*), Acryl-EZE MP è rapidamente solubile in acqua, consentendo una facile applicazione.

Il rivestimento enterico fornisce profili di rilascio ritardato costanti e riproducibili.

### **Caratteristiche Principali**

- Polimero acrilico per una comprovata prestazione enterica.
- Formulazione in polvere pronta all'uso.
- Semplice da ricostituire: per la preparazione sono sufficienti 20 minuti.

### **Applicazioni**

- Multiparticolati, quali perle, granuli e cristalli.

### **Confezione**

- Scatola da 25 kg con doppio sacchetto in polietilene ed essiccante tra un sacchetto e l'altro.

### **Condizioni di Immagazzinamento Consigliate**

- Conservare il prodotto al di sotto dei 30°C e in condizioni di umidità relativa (RH) inferiori al 75%.
- Richiudere con attenzione i sacchetti in polietilene (con l'essiccante) prima di riporre il prodotto.

### **Periodo di Riesame (Garanzia)**

- 12 mesi dalla data di produzione.

(\*Copolimero di acido metacrilico tipo C)

**Sedi centrali mondiali**

Colorcon

415 Moyer Blvd., P.O. Box 24, West Point, PA 19486-0024

Tel: 215-699-7733 Fax: 215-661-2605 Sito Web @<http://www.colorcon.com> E.mail: [modified\\_release@colorcon.com](mailto:modified_release@colorcon.com)

Sedi	Telefono	Fax	Sedi	Telefono	Fax
<i>Stati Uniti</i>			<i>Asia Pacifico</i>		
Santa Ana, California	714-549-0631	714-549-4921	Singapore	65-6438-0318	65-6438-0178
Indianapolis, Indiana	317-545-6211	317-545-6218	Nishiyama, Giappone	81-5-4465-2711	81-5-4465-2730
Humacao, Portorico	787-852-3815	787-852-0030	Shanghai, Cina	86-21-5442-2222	86-21-5442-2229
<i>Europa</i>			Goa, India	91-832-288-3434	91-832-288-3440
Dartford, Kent, Regno Unito	44-1322-293000	44-1322-627200	Seoul, Corea	82-2-2057-2713	82-2-2057-2179
<i>Europa</i>			<i>America Latina</i>		
Bouguival, Francia	33-1-3082-1582	33-1-3082-7879	Buenos Aires, Argentina	54-911-4552-1565	54-911-4552-3997
Idstein, Germania	49-6126-9961-0	49-6126-9961-11	Cotia, Brasile	55-11-4612-4262	55-11-4612-3307
Gallarate, Italia	39-0331-776932	39-0331-776831	Bogota, Colombia	571-418-1202	571-418-1257
Budapest, Ungheria	36-1-200-8000	36-1-200-8010	Santa Fe, Messico	525-5-3000-5700	525-5-3000-5701
Barcellona, Spagna	34-9-3589-3756	34-9-3589-3792	Caracas, Venezuela	58-212-442-4819	58-212-442-8724
Istanbul, Turchia	90-216-465-0360	90-216-465-0361			

Le informazioni contenute in questo documento sono da ritenere corrette e accurate al meglio delle nostre attuali conoscenze. Tutte le raccomandazioni o i suggerimenti sono forniti senza alcuna garanzia o assicurazione, poiché le condizioni d'uso sono fuori dal nostro controllo. Tutte le informazioni qui contenute sono da considerare consigli per l'uso dei nostri prodotti così da non infrangere alcun brevetto.

© Colorcon 2006. Le informazioni contenute in questo documento sono proprietà di Colorcon e non possono essere utilizzate o distribuite in modo inappropriato.

Acryl-EZE® è un marchio di fabbrica registrato di BPSI Holdings Inc.

EUDRAGIT® è un marchio commerciale di Röhm GmbH

[mr/acryl-eze\\_mp/product\\_info\\_it/02.2006](http://mr/acryl-eze_mp/product_info_it/02.2006)