



ACRYL-EZE®
Aqueous Acrylic Enteric System

Informazioni di Prodotto

Acryl-EZE® è un sistema di rivestimento enterico pronto basato su sostanza acrilica secca e solubile in acqua, per l'applicazione di una pellicola di rivestimento a rilascio ritardato per forme farmaceutiche, quali compresse, granuli e perle. Unendo i vantaggi di un sistema di rivestimento pronto all'uso con un polimero enterico globalmente accettato (EUDRAGIT® L100-55*), Acryl-EZE è rapidamente solubile in acqua, consentendo una facile applicazione.

Il sistema di rivestimento può essere formulato in vari colori così da soddisfare i requisiti di marketing, inoltre il rivestimento enterico fornisce profili di rilascio ritardato costanti e riproducibili.

Caratteristiche Principali

- Polimero acrilico per una comprovata prestazione di rilascio ritardato.
- Formulazione in polvere pronta all'uso.
- Semplice da ricostituire: per la preparazione sono sufficienti 20 minuti.
- Sistema pigmentato, elimina la necessità di rivestimenti esterni colorati.

Applicazioni

- Compresse, granuli e perle.

Confezione

- Scatola da 25 kg con doppio sacchetto in polietilene ed essiccante tra un sacchetto e l'altro

Condizioni di Immagazzinamento Consigliate

- Conservare il prodotto al di sotto dei 30°C e in condizioni di umidità relativa (RH) inferiori al 75%.
- Richiudere con attenzione i sacchetti in polietilene (con l'essiccante) prima di riporre il prodotto.

Periodo di Riesame (Garanzia)

- 12 mesi dalla data di produzione**.

Ulteriori test di prestazione vengono condotti adottando il metodo di Ph. Eur. per la disaggregazione enterica.

*Copolimero di acido metacrilico tipo C

**Può variare in base ai pigmenti prescelti.



Sedi centrali mondiali

Colorcon

415 Moyer Blvd., P.O. Box 24, West Point, PA 19486-0024

Tel: 215-699-7733 Fax: 215-661-2605 Sito Web @http://www.colorcon.com E.mail: modified_release@colorcon.com

Sedi	Telefono	Fax	Sedi	Telefono	Fax
<i>Stati Uniti</i>			<i>Asia Pacifico</i>		
Santa Ana, California	714-549-0631	714-549-4921	Singapore	65-6438-0318	65-6438-0178
Indianapolis, Indiana	317-545-6211	317-545-6218	Nishiyama, Giappone	81-5-4465-2711	81-5-4465-2730
Humacao, Portorico	787-852-3815	787-852-0030	Shanghai, Cina	86-21-5442-2222	86-21-5442-2229
Quebec, Canada	514-337-8341	514-337-9159	Goa, India	91-832-288-3434	91-832-288-3440
			Seoul, Corea	82-2-2057-2713	82-2-2057-2179
<i>Europa</i>			<i>America Latina</i>		
Dartford, Kent, Regno Unito	44-1322-293000	44-1322-627200	Buenos Aires, Argentina	54-11-4552-1565	54-11-4552-3997
Massy, Francia	33-1-6447-9750	33-1-6932-5983	Cotia, Brasile	55-11-4612-4262	55-11-4612-3307
Idstein, Germania	49-6126-9961-0	49-6126-9961-11	Bogotá, Colombia	571-418-1202	571-418-1257
Gallarate, Italia	39-0331-776932	39-0331-776831	Santa Fe, Messico	525-5-3000-5700	525-5-3000-5701
Budapest, Ungheria	36-1-200-8000	36-1-200-8010	Caracas, Venezuela	58-212-442-4819	58-212-442-8724
Barcellona, Spagna	34-9-3589-3756	34-9-3589-3792			
Istanbul, Turchia	90-216-465-0360	90-216-465-0361			

Le informazioni contenute in questo documento sono da ritenere corrette e accurate al meglio delle nostre attuali conoscenze. Tutte le raccomandazioni o i suggerimenti sono forniti senza alcuna garanzia o assicurazione, poiché le condizioni d'uso sono fuori dal nostro controllo. Tutte le informazioni qui contenute sono da considerare consigli per l'uso dei nostri prodotti così da non infrangere alcun brevetto.

© Colorcon 2008. Le informazioni contenute in questo documento sono proprietà di Colorcon e non possono essere utilizzate o distribuite in modo inappropriato.
Acryl-EZE® è un marchio di fabbrica registrato di BPSI Holdings Inc.
EUDRAGIT® è un marchio commerciale di Röhm GmbH
mr/acryl-eze/product_info_it/03.08_rev1