


MODIFIED
RELEASE



ACRYL-EZE®

Wodny akrylowy system dojelitowy

Jednostopniowy suchy system dojelitowy łączący potwierdzoną skuteczność znanego i akceptowanego na całym świecie polimeru kwasu metakrylowego.





W formach farmaceutycznych o opóźnionym uwalnianiu szeroko stosowane jest powlekanie dojelitowe zapewniające bądź ochronę błony śluzowej żołądka przed drażniącym działaniem substancji aktywnych bądź ochroną leków niestabilnych w soku żołądkowym. Mechanizm opóźnionego uwalniania jest także stosowany dla umiejscowienia uwalniania leku w jelicie.

Acryl-EZE stanowi kolejny przełom w technologii powlekania tabletek jakiego przemysł farmaceutyczny zwykł oczekiwać od Colorcon

Acryl-EZE jest pierwszym w świecie produktem do powlekania który: opt..., jednostopniowym, barwionym, wodnym akrylowym systemem do powlekania dojelitowych stałych form farmaceutycznych. Acryl-EZE łączy zalety i działanie globalnie akceptowanego polimeru dojelitowego (EUDRAGIT® L100-55) z kompletnym systemem do powlekania dając znaczącą oszczędność czasu zarówno na etapie badawczo-rozwojowym jak i w produkcji. Ponadto receptura Acryl-EZE jest zoptymalizowana do powlekania tabletek jak i form wielcząsteczkowych.

Oszczędność czasu na etapie rozwoju i w produkcji

- ⇒ proste naważanie i przygotowanie zawiesiny powlekającej, łatwość czyszczenia
- ⇒ możliwość dopasowania koloru
- ⇒ jeden surowiec do magazynowania i analizy

Niezawodne i Powtarzalne Działanie

- ⇒ prosta procedura powlekania z zastosowaniem konwencjonalnych procesów
- ⇒ brak fazy utwardzania powłoki
- ⇒ poparcie światowej klasy obsługi technicznej i produkcji Colorcon

Opóźnione uwalnianie dla szerokiego zakresu form leku

- ⇒ Polimer dojelitowy chroni przed działaniem kwasu, rozpuszcza się w pH 5,5
- ⇒ Zoptymalizowana receptura dla tabletek i form wielcząsteczkowych
- ⇒ Możliwość dopasowania koloru do oryginału lub zastosowania tradycyjnej barwnej receptury

Literatura pomocnicza na temat produktu i jego zastosowań jest dostępna na stronie internetowej **Colorcon**

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem **Colorcon** lub zadzwoń:

North America/Latin America
+1-215-699-7733

Europe/Middle East/Africa
+44-(0)-1322-293000

Asia Pacific
+65-6438-0318

Możesz także odwiedzić naszą stronę internetową: **www.colorcon.com**