



**ACRYL-EZE® MP**  
Aqueous Acrylic Enteric System

Informações Sobre o Produto

Acryl-EZE® MP consiste num sistema de revestimento entérico acrílico em pó, totalmente formulado e dispersível em água, destinado à aplicação de um revestimento entérico para multiparticulados. Combinando os benefícios de um sistema de revestimento totalmente formulado com um polímero entérico globalmente aceito (EUDRAGIT® L100-55\*), Acryl-EZE MP é rapidamente dispersível em água, para uma fácil aplicação.

O revestimento entérico proporciona perfis de liberação tardia consistentes e reproduzíveis.

### **Características Principais**

- Polímero acrílico para um desempenho entérico comprovado.
- Pó totalmente formulado.
- Fácil de dispensar e dispersar - tempo de preparação de apenas 20 minutos.

### **Aplicações**

- Multiparticulado, tais como esferas, grânulos e cristais de fármacos.

### **Embalagem**

- Sacos duplos de polietileno com dissecante, acondicionados em caixa de 25kg.

### **Condições de Armazenamento Recomendadas**

- Armazenar o produto abaixo de 30°C e a menos de 75% de umidade relativa (UR).
- Fechar firmemente os sacos de polietileno (com dissecante) antes de armazenar.

### **Período de Reavaliação (garantia)**

- 12 meses a partir da data de fabricação

(\*Co-polímero do ácido metacrílico tipo C)

**Sede Mundial**

Colorcon

415 Moyer Blvd., P.O. Box 24, West Point, PA 19486-0024

Tel: 215-699-7733 Fax: 215-661-2605 Web Site @<http://www.colorcon.com> E.mail: [modified\\_release@colorcon.com](mailto:modified_release@colorcon.com)

<b>Localização</b>	<b>Telefone</b>	<b>Fax</b>	<b>Localização</b>	<b>Telefone</b>	<b>Fax</b>
<i>Estados Unidos</i>			<i>Ásia/Pacífico</i>		
Santa Ana, California	714-549-0631	714-549-4921	Singapura	65-6438-0318	65-6438-0178
Indianapolis, Indiana	317-545-6211	317-545-6218	Nishiyama, Japão	81-5-4465-2711	81-5-4465-2730
Humacao, Porto Rico	787-852-3815	787-852-0030	Shanghai, China	86-21-5442-2222	86-21-5442-2229
Quebec, Canada	514-337-8341	514-337-9159	Goa, Índia	91-832-288-3434	91-832-288-3440
			Seul, Coréia	82-2-2057-2713	82-2-2057-2179
<i>Europa</i>			<i>América Latina</i>		
Dartford, Kent, Inglaterra	44-1322-293000	44-1322-627200	Buenos Aires, Argentina	54-11-4552-1565	54-11-4552-3997
Massy, França	33-1-6447-9750	33-1-6932-5983	Cotia, Brasil	55-11-4612-4262	55-11-4612-3307
Idstein, Alemanha	49-6126- 9961- 0	49- 6126-9961-11	Bogotá, Colombia	571-418-1202	571-418-1257
Gallarate, Itália	39-0331-776932	39-0331-776831	Santa Fe, Mexico	525-5-3000-5700	525-5-3000-5701
Budapeste, Hungria	36-1-200-8000	36 -1-200-8010	Caracas, Venezuela	58-212-442-4819	58-212-442-8724
Barcelona, Espanha	34-9-3589-3756	34-9-3589-3792			
Istambul, Turquia	90-216-465-0360	90-216-465-0361			

As informações aqui presentes são verdadeiras e são recomendações para a utilização de nossos produtos, de forma a não infringir qualquer patente. Quaisquer recomendações ou sugestões são feitas sem qualquer garantia, dado que as condições de utilização estão fora do nosso controle.