



ACRYL-EZE®
Aqueous Acrylic Enteric System

Informações Sobre o Produto

Acryl-EZE® consiste num sistema de revestimento entérico acrílico em pó, totalmente formulado e dispersível em água, destinado à aplicação de um revestimento de liberação tardia para formas farmacêuticas sólidas tais como comprimidos, grânulos e esferas. Combinando os benefícios de um sistema de revestimento totalmente formulado com um polímero entérico globalmente aceito (EUDRAGIT® L100-55*), Acryl-EZE é rapidamente dispersível em água, para uma fácil aplicação.

O sistema de revestimento pode apresentar uma mistura de cores para cumprir requisitos de comercialização e o revestimento entérico proporciona perfis de liberação tardia consistentes e reproduzíveis.

Características Principais

- Polímero acrílico para um desempenho de liberação entérica comprovado.
- Pó totalmente formulado.
- Fácil de dispensar e dispersar - tempo de preparação de apenas 20 minutos.
- Sistema pigmentado, elimina a necessidade de uma sobrecapa colorida.

Aplicações

- Comprimidos, grânulos e esferas.

Embalagem

- Sacos duplos de polietileno com dissecante, acondicionados em caixas de 25kg

Condições de Armazenamento Recomendadas

- Armazenar o produto abaixo de 30°C e a menos de 75% de umidade relativa (UR).
- Fechar firmemente os sacos de polietileno (com dissecante) antes de armazenar.

Período de Reavaliação (garantia)

- 12 meses a partir da data de fabricação.**

Os testes de desempenho adicionais são realizados utilizando o método Ph. Eur. para desintegração entérica.

*Co-polímero do ácido metacrílico tipo C

**Pode variar com base na seleção do pigmento.

Sede Mundial

Colorcon

415 Moyer Blvd., P.O. Box 24, West Point, PA 19486-0024

Tel: 215-699-7733 Fax: 215-661-2605 Web Site @http://www.colorcon.com E.mail: modified_release@colorcon.com

Localização	Telefone	Fax	Localização	Telefone	Fax
<i>Estados Unidos</i>			<i>Ásia/Pacífico</i>		
Santa Ana, California	714-549-0631	714-549-4921	Singapura	65-6438-0318	65-6438-0178
Indianapolis, Indiana	317-545-6211	317-545-6218	Nishiyama, Japão	81-5-4465-2711	81-5-4465-2730
Humacao, Porto Rico	787-852-3815	787-852-0030	Shanghai, China	86-21-5442-2222	86-21-5442-2229
Quebec, Canada	514-337-8341	514-337-9159	Goa, Índia	91-832-288-3434	91-832-288-3440
			Seul, Coréia	82-2-2057-2713	82-2-2057-2179
<i>Europa</i>			<i>América Latina</i>		
Dartford, Kent, Inglaterra	44-1322-293000	44-1322-627200	Buenos Aires, Argentina	54-11-4552-1565	54-11-4552-3997
Massy, França	33-1-6447-9750	33-1-6932-5983	Cotia, Brasil	55-11-4612-4262	55-11-4612-3307
Idstein, Alemanha	49-6126- 9961- 0	49- 6126-9961-11	Bogotá, Colombia	571-418-1202	571-418-1257
Gallarate, Itália	39-0331-776932	39-0331-776831	Santa Fe, Mexico	525-5-3000-5700	525-5-3000-5701
Budapeste, Hungria	36-1-200-8000	36 -1-200-8010	Caracas, Venezuela	58-212-442-4819	58-212-442-8724
Barcelona, Espanha	34-9-3589-3756	34-9-3589-3792			
Istambul, Turquia	90-216-465-0360	90-216-465-0361			

As informações aqui presentes são verdadeiras e são recomendações para a utilização de nossos produtos, de forma a não infringir qualquer patente. Quaisquer recomendações ou sugestões são feitas sem qualquer garantia, dado que as condições de utilização estão fora do nosso controle.

© Colorcon 2008. As informações presentes neste documento são propriedade da Colorcon e não podem ser usadas nem divulgadas de forma inadequada
Acryl-EZE® é uma marca registrada de BPSI Holdings Inc..
EUDRAGIT® é uma marca registrada de Röhm GmbH
mr/acryl-eze/product_info_pt/03.08_rev1