



**ACRYL-EZE®**  
Aqueous Acrylic Enteric System

Информация о продукте

Acryl-EZE® 93A – это двухстадийная, пигментированная, водная система плёночного покрытия, специально разработанная для обеспечения кишечнорастворимой защиты в среде желудка с повышенным уровнем pH. Особенность Acryl-EZE серии 93A – гибкость состава при выборе типа и уровня пластификатора в зависимости от физико-химических свойств активного фармацевтического вещества или субстрата. Рекомендации по использованию пластификатора можно получить в компании Colorcon.

Составы Acryl-EZE 93A сочетают в себе преимущества пигментированной системы и покрытия на основе общепринятого кишечнорастворимого полимера (EUDRAGIT® L100-55\*). Приготовление дисперсии Acryl-EZE серии 93A несложно. Эти системы могут применяться в случае таблеток, гранул и драже.

Acryl-EZE серии 93A допускает окрашивание в соответствии с маркетинговыми требованиями и характеризуется устойчивыми и воспроизводимыми профилями замедленного высвобождения.

### Ключевые характеристики

- Кишечно-растворимая защита в условиях повышенного желудочного pH
- Популярный в фармацевтической промышленности полимер, обеспечивающий надёжные и воспроизводимые результаты кишечнорастворимой защиты
- Продукт в виде сухого порошка обеспечивает экономичность в транспортировке и хранении
- Приготовление дисперсии несложно и занимает всего 30 минут
- Гибкость в выборе типа и количества пластификатора
- Пигментируемая система устраняет необходимость нанесения внешнего окрашивающего покрытия

### Применение

- Таблетки, гранулы и драже

### Упаковка

- Коробка на 25 кг, один в другом два полиэтиленовых мешка с влаго-поглотителем между ними.

### Рекомендуемые условия хранения

- Храните продукт при 15-30°C и относительной влажности не более 65%.
- Прежде чем помещать на хранение, плотно закройте два полиэтиленовых пакета (отдельно друг от друга).

### Срок компенсации (гарантия)

- 365 дней с даты выпуска\*\*

\*Сополимер метакриловой кислоты типа C

\*\*Может варьироваться в зависимости от выбранного пигмента.

**Центральный международный офис**

Colorcon

415 Moyer Blvd., P.O. Box 24, West Point, PA 19486-0024, США

Тел: 215-699-7733 Факс: 215-661-2605 На Интернетe: @http://www.colorcon.com Эл. почта: modified\_release@colorcon.com

<b>Адрес</b>	<b>Телефон</b>	<b>Факс</b>	<b>Адрес</b>	<b>Телефон</b>	<b>Факс</b>
<i>США</i>			<i>Азиатско-Тихоокеанский регион</i>		
Санта Ана, Калифорния	714-549-0631	714-549-4921	Сингапур	65-6438-0318	65-6438-0178
Индианаполис, Индиана	317-545-6211	317-545-6218	Нишияма, Япония	81-5-4465-2711	81-5-4465-2730
Гумакао, Пуэрто-Рико	787-852-3815	787-852-0030	Шанхай, Китай	86-21-5442-2222	86-21-5442-2229
<i>Европа</i>			Гоа, Индия	91-832-288-3434	91-832-288-3440
Дартфорд, Кент, Великобритания	44-1322-293000	44-1322-627200	Сеул, Корея	82-2-2057-2713	82-2-2057-2179
Буживаль, Франция	33-1-3082-1582	33-1-3082-7879	<i>Латинская Америка</i>		
Идштайн, Германия	49-6126-9961-0	49-6126-9961-11	Буэнос-Айрес, Аргентина	54-911-4552-1565	54-911-4552-3997
Галларте, Италия	39-0331-776932	39-0331-776831	Котия, Бразилия	55-11-4612-4262	55-11-4612-3307
Будапешт, Венгрия	36-1-200-8000	36-1-200-8010	Богота, Колумбия	571-418-1202	571-418-1257
Барселона, Испания	34-9-3589-3756	34-9-3589-3792	Санта Фе, Мексика	525-5-3000-5700	525-5-3000-5701/02
Стамбул, Турция	90-216-465-0360	90-216-465-0361	Каракас, Венесуэла	58-212-442-4819	58-212-442-8724

Информация, содержащаяся в данном документе, является рекомендацией по использованию нашей продукции без нарушения каких-либо патентов. Данная информация, насколько нам известно, является правдивой и точной. Наши рекомендации или предложения не являются гарантией, поскольку использование данной информации находится вне сферы нашего контроля.

© Colorcon, 2008. Информация, содержащаяся в данном документе, является собственностью фирмы Colorcon и не может быть использована или распространена несоответствующим образом.

Acryl-EZE® является зарегистрированной торговой маркой BPSI Holdings LLC

EUDRAGIT® является зарегистрированной торговой маркой Röhm GmbH

mr/acryl-eze 93A/product\_info/03.08\_rev1