



ACRYL-EZE® MP
Aqueous Acrylic Enteric System

Информация о продукте

Acryl-EZE® MP - это полностью оптимизированная, кишечнорастворимая порошковая система на водной основе для покрытий на частицы (сахарные сферы, пеллеты и т.д.). Acryl-EZE MP, сочетая преимущества готовой плёночной системы с возможностью использования популярного во всем мире полимера EUDRAGIT® L100-55*, обеспечивает лёгкость в приготовлении и использовании, и гарантирует надёжные и воспроизводимые результаты.

Ключевые характеристики

- Акриловый полимер для получения надёжных и воспроизводимых профилей кишечнорастворимого высвобождения субстанции
- Готовый к использованию состав
- Лёгкость в использовании: время приготовления дисперсии всего 20 минут

Применение

- Для покрытий на частицы (сахарные сферы, пеллеты, мини-таблетки и т.д.)

Упаковка

- 25 кг порошка помещается в два полиэтиленовых пакета (один в другой, с осушителем между ними), а затем - в картонную коробку

Рекомендуемые условия хранения

- При температуре не выше 30°C и относительной влажности не выше 75%
- Прежде чем поместить на хранение, плотно закройте полиэтиленовые пакеты.

Срок гарантии качества

- 12 месяцев со дня производства

*Сополимер метакриловой кислоты типа С

Центральный международный офис

Colorcon, 415 Moyer Blvd., P.O. Box 24, West Point, PA 19486-0024, США

Тел: 215-699-7733 Факс: 215-661-2605 На Интернетe: <http://www.colorcon.com> Эл. почта: modified_release@colorcon.com

| Адрес | Телефон | Факс | Адрес | Телефон | Факс |
|--------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <i>США</i> | | | | | |
| Санта Ана, Калифорния | 714-549-0631 | 714-549-4921 | <i>Азиатско-Тихоокеанский регион:</i> | | |
| Индианаполис, Индиана | 317-545-6211 | 317-545-6218 | Сингапур | 65-6438-0318 | 65-6438-0178 |
| Гумакао, Пуэрто-Рико | 787-852-3815 | 787-852-0030 | Нишияма, Япония | 81-5-4465-2711 | 81-5-4465-2730 |
| Квебек, Канада | 514-337-8341 | 514-337-9159 | Шанхай, Китай | 86-21-5442-2222 | 86-21-5442-2229 |
| | | | Гоа, Индия | 91-832-288-3434 | 91-832-288-3440 |
| | | | Сеул, Корея | 82-2-2057-2713 | 82-2-2057-2179 |
| <i>Европа</i> | | | | | |
| Дартфорд, Кент, Великобритания | 44-1322-293000 | 44-1322-627200 | <i>Латинская Америка</i> | | |
| Буживаль, Франция | 33-1-6447-9750 | 33-1-6932-5983 | Буэнос-Айрес, Аргентина | 54-11-4552-1565 | 54-11-4552-3997 |
| Идштайн, Германия | 49-6126- 9961- 0 | 49- 6126-9961-11 | Котия, Бразилия | 55-11-4612-4262 | 55-11-4612-3307 |
| Галларате, Италия | 39-0331-776932 | 39-0331-776831 | Богота, Колумбия | 571-418-1202 | 571-418-1257 |
| Будапешт, Венгрия | 36-1-200-8000 | 36 -1-200-8010 | Санта Фе, Мексика | 525-5-3000-5700 | 525-5-3000-5701 |
| Барселона, Испания | 34-9-3589-3756 | 34-9-3589-3792 | Каракас, Венесуэла | 58-212-442-4819 | 58-212-442-8724 |
| Стамбул, Турция | 90-216-465-0360 | 90-216-465-0361 | | | |

Насколько нам известно, данная информация является правдивой и точной. Наши рекомендации или предложения не являются гарантией успеха, поскольку выполнение этих предложений на предприятиях клиентов Colorcon находится вне сферы нашего контроля. Этот документ содержит рекомендации по использованию продукции Colorcon без нарушения каких-либо патентов.

© Colorcon, 2008. Информация, содержащаяся в данном документе, является собственностью фирмы Colorcon и не может быть использована или распространена несоответствующим образом.

Acryl-EZE® является зарегистрированной торговой маркой BPSI Holdings LLC.

EUDRAGIT® является зарегистрированной торговой маркой Röhm GmbH

mr/acryl-eze_mp/product_info_ru/03.08_rev1