



**ACRYL-EZE<sup>®</sup>**  
Aqueous Acrylic Enteric System

Информация о продукте

Acryl-EZE<sup>®</sup> – это порошковая система кишечнорастворимых покрытий на водной основе для твёрдых дозировочных форм, таких как таблетки и пеллеты. Acryl-EZE, сочетая преимущества готовой плёночной системы с возможностью использования популярного во всем мире кишечнорастворимого полимера (EUDRAGIT<sup>®</sup> L100-55\*), лёгок и прост в применении, и гарантирует надёжные и воспроизводимые профили высвобождения субстанции.

В соответствии с маркетинговыми требованиями, Acryl-EZE может быть окрашен.

### Ключевые характеристики

- Акриловый полимер для получения надёжных и воспроизводимых профилей кишечнорастворимого высвобождения субстанции
- Готовый к использованию состав
- Лёгкость в использовании: время приготовления дисперсии всего 20 минут
- Пигментируемая система устраняет необходимость нанесения дополнительного окрашивающего покрытия

### Применение

- Для покрытий на таблетки и частицы (сахарные сферы, пеллеты, мини-таблетки и т.д.)

### Упаковка

- 25 кг порошка помещается в два полиэтиленовых пакета (один в другой, с осушителем между ними), а затем - в картонную коробку

### Рекомендуемые условия хранения

- При температуре не выше 30°C и относительной влажности не выше 75%
- Прежде чем поместить на хранение, плотно закройте полиэтиленовые пакеты

### Срок гарантии качества\*\*

- 12 месяцев со дня производства

Проводятся дополнительные испытания эффективности с использованием методики кишечной дезинтеграции Европейской Фармакопеи.

\*Сополимер метакриловой кислоты типа С

\*\*Может варьироваться в зависимости от выбранного пигмента

**Центральный международный офис**

Colorcon, 415 Moyer Blvd., P.O. Box 24, West Point, PA 19486-0024, США

Тел: 215-699-7733 Факс: 215-661-2605 На Интернетe: <http://www.colorcon.com> Эл. почта: [modified\\_release@colorcon.com](mailto:modified_release@colorcon.com)

Адрес	Телефон	Факс	Адрес	Телефон	Факс
<i>США</i>			<i>Азиатско-Тихоокеанский регион:</i>		
Санта Ана, Калифорния	714-549-0631	714-549-4921	Сингапур	65-6438-0318	65-6438-0178
Индианаполис, Индиана	317-545-6211	317-545-6218	Нишияма, Япония	81-5-4465-2711	81-5-4465-2730
Гумакао, Пуэрто-Рико	787-852-3815	787-852-0030	Шанхай, Китай	86-21-5442-2222	86-21-5442-2229
Квебек, Канада	514-337-8341	514-337-9159	Гоа, Индия	91-832-288-3434	91-832-288-3440
			Сеул, Корея	82-2-2057-2713	82-2-2057-2179
<i>Европа</i>			<i>Латинская Америка</i>		
Дартфорд, Кент, Великобритания	44-1322-293000	44-1322-627200	Буэнос-Айрес, Аргентина	54-11-4552-1565	54-11-4552-3997
Буживаль, Франция	33-1-6447-9750	33-1-6932-5983	Котия, Бразилия	55-11-4612-4262	55-11-4612-3307
Идштайн, Германия	49-6126- 9961- 0	49- 6126-9961-11	Богота, Колумбия	571-418-1202	571-418-1257
Галларате, Италия	39-0331-776932	39-0331-776831	Санта Фе, Мексика	525-5-3000-5700	525-5-3000-5701
Будапешт, Венгрия	36-1-200-8000	36 -1-200-8010	Каракас, Венесуэла	58-212-442-4819	58-212-442-8724
Барселона, Испания	34-9-3589-3756	34-9-3589-3792			
Стамбул, Турция	90-216-465-0360	90-216-465-0361			

Насколько нам известно, данная информация является правдивой и точной. Наши рекомендации или предложения не являются гарантией успеха, поскольку выполнение этих предложений на предприятиях клиентов Colorcon находится вне сферы нашего контроля. Этот документ содержит рекомендации по использованию продукции Colorcon без нарушения каких-либо патентов.

© Colorcon, 2006. Информация, содержащаяся в данном документе, является собственностью фирмы Colorcon и не может быть использована или распространена несоответствующим образом.

Acryl-EZE® является зарегистрированной торговой маркой BPSI Holdings Inc.

EUDRAGIT® является зарегистрированной торговой маркой Röhm GmbH

[mr/acryl-eze/product\\_info\\_ru/03.08\\_rev1](http://mr/acryl-eze/product_info_ru/03.08_rev1)