



SURETERIC®
AQUEOUS ENTERIC COATING SYSTEM

Informations sur le Produit

Numéro de Formule :
YAE-6-18107

Sureteric® est un système de pelliculage aqueux complet développé pour répondre aux besoins d'enrobage à libération retardée des formes orales solides. Ce produit unique est une combinaison spécialement mélangée de PVAP (phtalate d'acétate de polyvinyle), de plastifiants et d'autres excipients, formulés pour fournir des profils de libération retardée consistents et reproductibles. Les pelliculages Sureteric protègent la forme orale des fluides gastriques et des manipulations rigoureuses du conditionnement, de l'impression et du stockage tout en présentant des profils de libération retardée consistents.

Caractéristiques Clés :

- Système totalement aqueux
- Formule optimisée complète
- Excellentes caractéristiques de formation du film
- Facile à préparer, à utiliser et à nettoyer

Applications

- Comprimés et granulés
- Gélules dures et molles

Conditionnement

- Aux USA, Sureteric est conditionné dans un fût carton d'environ 80 kg , en double sacs polyéthylène avec dessicant entre les sacs.
- En Europe, la taille du conditionnement est de 15 kg.

Conditions de Stockage Recommandées

- Bien refermer les sacs après prélèvement.
- Conserver à 15-30°C (59-86°F) et maximum à 75% d'HR.

Période de Réévaluation (Garantie)

- 12 mois à compter de la date de fabrication.

Sièges sociaux internationaux

Colorcon

415 Moyer Blvd., P.O. Box 24, West Point, PA 19486-0024

Tél. : 215-699-7733 Fax : 215-661-2605 Internet : www.colorcon.com e-mail : modified_release@colorcon.com

Locations	Téléphone	Fax	Locations	Téléphone	Fax
<i>États-Unis</i>			<i>Asie/Pacifique</i>		
Santa Ana, Californie	714-549-0631	714-549-4921	Singapour	65-6438-0318	65-6438-0178
Indianapolis, Indiana	317-545-6211	317-545-6218	Fuji-gun, Shizuoka, Japon	81-5-4465-2711	81-5-4465-2730
Humacao, Porto Rico	787-852-3815	787-852-0030	Shanghai, Chine	86-21-5442-2222	86-21-5442-2229
<i>Europe</i>			Goa, Inde	91-832-288-3434	91-832-288-3440
Dartford, Kent, Angleterre	44-1322-293000	44-1322-627200	Séoul, Corée	82-2-2057-2713	82-2-2057-2179
Bouival, France	33-1-3082-1582	33-1-3082-7879	<i>Amérique Latine</i>		
Idstein, Allemagne	49-6126-9961-0	49-6126-9961-11	Buenos Aires, Argentine	54-11-4552-1565	54-11-45523997
Gallarate, Italie	39-0331-776932	39-0331-776831	Cotia, Brésil	55-11-4612-4262	55-11-4612-3307
Budapest, Hongrie	36-1-200-8000	36-1-200-8010	Bogota, Colombie	571-418-1202	571-418-1257
Istanbul, Turquie	90-216-465-0360	90-216-465-0361	Caracas, Venezuela	58-212-442-4819	58-212-442-8724
Barcelone, Espagne	34-9-3589-3756	34-9-3589-3792	Santa Fé, Mexique	52-55-3000-5700	52-55-3000-5701/02

Les informations présentées dans ce document sont, à la connaissance de Colorcon, exactes et représentatives. Toutes recommandations et conseils d'utilisation sont offerts sans garantie, car les conditions d'emploi sont en dehors de notre contrôle. Toutes informations contenues dans ce document ont pour but de servir de recommandations d'utilisation de nos produits afin de ne pas enfreindre les brevets.

© Colorcon 2006. Les renseignements contenus dans ce document constituent la propriété de Colorcon et ne peuvent être utilisés ou diffusés de manière inappropriée.

Sureteric® est une marque déposée de BPSI Holdings Inc.

mr/sureteric/prod_info_18107_fr/05.2006