

MODIFIED
RELEASE



SURETERIC[®]

SYSTÈME D'ENROBAGE GASTRORÉSISTANT AQUEUX



Pour des résultats gastrorésistants,
reproductibles et consistants, jour après jour



Sureteric est un système breveté d'enrobage gastrorésistant aqueux complet. Le produit a été spécialement conçu pour répondre aux besoins de l'industrie pharmaceutique en termes de développement et de commercialisation de formes orales solides à libération retardée.

Formulé avec un mélange unique de phthalate d'acétate de polyvinyle (PVAP), comme polymère pH dépendant plus des plastifiants et d'autres excipients d'augmentant la performance, Sureteric protège la forme orale des fluides gastriques et des manipulations rigoureuses, de l'emballage et du stockage. Sureteric vous permet une productivité et une performance supérieures tout en étant simple à préparer et à utiliser.

Accélération de la Commercialisation de Votre Produit

- Le système complet simplifie le développement du produit, le transfert technique et la transposition
- Applicable pour les comprimés, les pellets, les micro-granules et les granulats, une flexibilité complète pour la formulation de votre choix
- Long historique d'utilisation dans les produits pharmaceutiques avec une acceptation réglementaire bien établie
- Soutenu par un réseau de centres techniques, données d'applications et expertise en pelliculage

Une Performance Consistante dans le Temps

- Enrobage à faible perméabilité avec une résistance excellente aux fluides gastriques
- Le polymère gastrorésistant protège contre l'acidité et devient soluble à un pH supérieur à 5.0 pour assurer une libération ciblée
- Une performance reproductible sans aucune étape de maturation
- Basé sur la chimie supérieure du PVAP de Colorcon

Amélioration de la Productivité et Réduction des Coûts

- Sa formule optimisée peut être utilisée dans une variété d'équipement de pelliculage et sous de nombreuses conditions de procédé
- Les excellentes caractéristiques de formation du film et le collage minimal permettent un pelliculage rapide
- Un seul ingrédient sec simplifie les analyses de qualité et la gestion des stocks
- Facile à préparer et à nettoyer

Une documentation complète sur le produit et les applications est disponible sur le site web de Colorcon

Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre représentant **Colorcon** ou appeler :

Amérique du Nord
+1-215-699-7733

Amérique Latine
+55-11-4612-4262

Europe/Moyen-Orient/Afrique
+44-(0)-1322-293000

Asie-Pacifique
+65-6438-0318

Vous pouvez également visiter notre site web à : www.colorcon.com