



SURETERIC®
AQUEOUS ENTERIC COATING SYSTEM

Informazioni di Prodotto

Numero Formula:
YAE-6-18107

Sureteric® è un sistema acquoso completo ideato per soddisfare le esigenze di rivestimento a rilascio ritardato delle forme di farmaceutiche solide. Il prodotto è formulato utilizzando una miscela unica di PVAP (polivinil acetato ftalato), plasticizzanti e altri ingredienti studiati per offrire profili di rilascio ritardato costanti e riproducibili. I rivestimenti Sureteric sono gastroresistenti e ben sopportano le sollecitazioni dovute alla manipolazione, confezionamento, stampa e immagazzinamento mantenendo sempre il proprio profilo di rilascio ritardato.

Caratteristiche Principali

- Sistema totalmente acquoso
- Formulazione completa ottimizzata
- Eccellenti proprietà di formazione della pellicola
- Semplice da preparare, utilizzare e pulire

Applicazioni

- Compresse e granuli
- Capsule in gelatina dure e morbide

Confezione

- Sureteric è confezionato in fusti in fibra da 21 galloni con doppio sacchetto di polietilene ed essiccante tra un sacchetto e l'altro (per l'EMEA le dimensioni della confezione sono di 15 kg per scatola)

Condizioni di Immagazzinamento Consigliate

- Sigillare con cura entrambi i sacchetti.
- Conservare a 15-30°C (59-86 F) e massimo 75% RH.

Periodo di ri-esame (Garanzia)

- 12 mesi dalla data di produzione

Sedi centrali mondiali

Colorcon

415 Moyer Blvd., P.O. Box 24, West Point, PA 19486-0024

Tel: 215-699-7733 Fax: 215-661-2605 Sito Web @<http://www.colorcon.com> E.mail: modified_release@colorcon.com

Sedi	Telefono	Fax	Sedi	Telefono	Fax
<i>Stati Uniti</i>			<i>Asia Pacifico</i>		
Santa Ana, California	714-549-0631	714-549-4921	Singapore	65-6438-0318	65-6438-0178
Indianapolis, Indiana	317-545-6211	317-545-6218	Nishiyama, Giappone	81-5-4465-2711	81-5-4465-2730
Humacao, Portorico	787-852-3815	787-852-0030	Shanghai, Cina	86-21-5442-2222	86-21-5442-2229
<i>Europa</i>			Goa, India	91-832-288-3434	91-832-288-3440
Dartford, Kent, Regno Unito	44-1322-293000	44-1322-627200	Seoul, Corea	82-2-2057-2713	82-2-2057-2179
<i>Bougival, Francia</i>			<i>America Latina</i>		
Bougival, Francia	33-1-3082-1582	33-1-3082-7879	Buenos Aires, Argentina	54-11-4552-1565	54-11-4552-3997
Idstein, Germania	49-6126-9961-0	49-6126-9961-11	Cotia, Brasile	55-11-4612-4262	55-11-4612-3307
Gallarate, Italia	39-0331-776932	39-0331-776831	Bogota, Colombia	571-418-1202	571-418-1257
Budapest, Ungheria	36-1-200-8000	36-1-200-8010	Santa Fe, Messico	525-5-3000-5700	525-5-3000-5701
Barcellona, Spagna	34-9-3589-3756	34-9-3589-3792	Caracas, Venezuela	58-212-442-4819	58-212-442-8724
Istanbul, Turchia	90-216-465-0360	90-216-465-0361			

Le informazioni contenute in questo documento sono da ritenere corrette e accurate al meglio delle nostre attuali conoscenze. Tutte le raccomandazioni o i suggerimenti sono forniti senza alcuna garanzia o assicurazione, poiché le condizioni d'uso sono fuori dal nostro controllo. Tutte le informazioni qui contenute sono da considerare consigli per l'uso dei nostri prodotti così da non infrangere alcun brevetto.