



SURETERIC®
AQUEOUS ENTERIC COATING SYSTEM

Informações Sobre o Produto

Número da Fórmula:
90G18506

Sureteric® é um sistema aquoso completo, desenvolvido para satisfazer as necessidades de revestimento das formas farmacêuticas sólidas de liberação tardia. Este produto único consiste numa combinação especialmente formulada de PVAP (acetato ftalato de polivinila), plastificantes e outros ingredientes de processamento, formulados para proporcionar perfis de liberação tardia consistentes e reprodutíveis. Os revestimentos Sureteric resistem aos sucos gástricos e aos rigores da manipulação, embalagem, impressão e armazenamento, apresentando perfis de liberação tardia consistentes.

Características Principais

- Sistema totalmente aquoso
- Formulação otimizada completa
- Propriedades excelentes de formação de película
- Fácil de preparar, utilizar e limpar

Aplicações

- Comprimidos e grânulos
- Cápsulas de gelatina mole e dura

Embalagem

- Sureteric é embalado em sacos duplos de polietileno com dissecante entre esses sacos e acondicionados em tambores de fibras de 92,5 litros
(Na Europa e Ásia Pacífico, o tamanho da embalagem é de 15 kgs numa caixa de papelão)

Condições de Armazenamento Recomendadas

- Fechar os dois sacos hermeticamente.
- Manter entre 15 e 30°C e até 75% UR.

Período de Reavaliação (garantia)

- 12 meses a partir da data de fabricação

Sede mundial

Colorcon

415 Moyer Blvd., P.O. Box 24, West Point, PA 19486-0024

Tel.: 215-699-7733 Fax: 215-661-2605 Website: www.colorcon.com e-mail: modified_release@colorcon.com

Localizações*Estados Unidos*

	Telefone	Fax
Santa Ana, Califórnia	714-549-0631	714-549-4921
Indianapolis, Indiana	317-545-6211	317-545-6218
Humacao, Porto Rico	787-852-3815	787-852-0030

Europa

Dartford, Kent, Inglaterra	44-1322-293000	44-1322-627200
Bougival, França	33-1-3082-1582	33-1-3082-7879
Idstein, Alemanha	49-6126-9961-0	49-6126-9961-11
Gallarate, Itália	39-0331-776932	39-0331-776831
Budapeste, Hungria	36-1-200-8000	36-1-200-8010
Istambul, Turquia	90-216-465-0360	90-216-465-0361
Barcelona, Espanha	34-9-3589-3756	34-9-3589-3792

Localizações*Ásia/Pacífico*

Singapura	65-6438-0318	65-6438-0178
Fuji-gun, Shizuoka, Japan	81-5-4465-2711	81-5-4465-2730
Shanghai, China	86-21-5442-2222	86-21-5442-2229
Goa, Índia	91-832-288-3434	91-832-288-3440
Seul, Coreia	82-2-2057-2713	82-2-2057-2179

América Latina

Buenos Aires, Argentina	54-11-4552-1565	54-11-4552-3997
Cotia, Brasil	55-11-4612-4262	55-11-4612-3307
Bogotá, Colômbia	571-418-1202	571-418-1257
Caracas, Venezuela	58-212-442-4819	58-212-442-8724
Santa Fe, México	52-55-3000-5700	52-55-3000-5701/02

As informações aqui presentes são verdadeiras e são recomendações para a utilização de nossos produtos, de forma a não infringir qualquer patente. Quaisquer recomendações ou sugestões são feitas sem qualquer garantia, dado que as condições de utilização estão fora do nosso controle.

© Colorcon 2006. As informações presentes neste documento são propriedade da Colorcon e não podem ser usadas nem divulgadas de forma inadequada.

Sureteric® é uma marca registrada de BPSI Holdings Inc.

mr/sureteric/prod_info_90G18506_pt/05.2006